

## COMPRESSE DI GARZA STERILI - STERILE GAUZE SWABS

Compresse di garza piegate in modo da non rilasciare fili liberi a contatto con la ferita. La configurazione a più strati consente di ottenere una notevole morbidezza ed un elevato potere assorbente pur garantendo un'alta traspirazione della pelle. I formati cm. 18 x 40 cm e cm. 36 x 40 cm rappresentano la misura aperta del telo di garza confezionato nella busta già piegato. L'astuccio contiene 12 compresse in busta singola. Sono sterili e vengono utilizzate a diretto contatto con le ferite o le piaghe. Confezione in busta e astuccio.

Gauze swabs folded to prevent loose threads from coming into contact with the wound. The multi-ply configuration makes it possible to obtain a soft, highly absorbent dressing which allows the skin to breathe freely. The sizes 18 x 40 cm and 36 x 40 cm refer to the full dimensions of the pre-folded gauze sheet contained in the pouch. Each box contains 12 individually wrapped dressings. They are sterile and may be used in direct contact with wounds or sores. In pouches and boxes.




DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE	IMBALLO PACKAGE	CODICE CODE	
FARMATEXA COMPRESSE TIT. 12/8 SWABS MESH 12/8	cm 18X40-ASTUCCIO X12 - SSR 48# cm 18X40-BOX X12		1206041840M	
FARMATEXA COMPRESSE TIT. 12/8 SWABS MESH12/8	cm 36X40-ASTUCCIO X12 - SSR 48# cm 36X40-BOX X12		1206043640M	
FARMATEXA COMPRESSE TIT. 12/12 SWABS MESH 12/12	cm 18X40-ASTUCCIO X12 48# cm 18X40-BOX X12		1206051840M	
FARMATEXA COMPRESSE TIT. 12/12 SWABS MESH 12/12	cm 36X40-ASTUCCIO X12 48# cm 36X40-BOX X12		1206053640M	

## GARZE STERILIZZABILI - STERILIZABLE GAUZE

Sono teli di garza lunghi 1 metro o 0,5 metri utilizzate per detersione o medicazione secondaria di fissaggio. Confezione in busta.

They are 1 or 0.5 metre long gauze sheets used for cleaning or secondary retaining dressings. In pouches..



DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE	IMBALLO PACKAGE	CODICE CODE	
FARMA-TEXA GARZA 12/8 GAUZE 12/8	BUSTA X1.0 m POUCH X1.0 m	24#	1203710001M	
FARMA-TEXA GARZA 12/8 GAUZE 12/8	BUSTA X0.5 m POUCH X0.5 m	32#	1203710005M	