

AEROSOLTERAPIA NEBULIZER

NEOSOL BASIC

Rumorosità: 50 dB circa (a 50 cm). **Tensione di alimentazione:** 230V 50Hz. **Motore:** pistone. **Erogazione aria:** 9 lt/min **Pressione:** 2,1 bar min. **Potenza assorbita:** 140 VA. **Materiale scocca:** ABS antiurto **Capacità max:** 5 cc. **Dimensioni:** 290x182x107 mm. **Peso:** 1,7 Kg.

Noisy: 50 dB. **Battery:** 230V 50Hz 30 w **Motor:** Piston **Air supply:** 9 lt/min. **Pressure:** 2,1 bar max. **Absorbed power:** 140 VA. **Body material:** shock - resistant. **Max capability:** 5 cc. **Dimensions:** 290x182x107 mm. **Weight:** 1,7 kg



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

U.M.
U.M.

IMBALLO
PACKAGE

CODICE
CODE

NEOSOL BASIC

nr.

6#

2200381300M



NEOSOL SUPER

Rumorosità: 57 dB circa (a 1 m). **Tensione di alimentazione:** 230V 50Hz. **Motore:** elettrocompressore a pistone compatto e silenziato. **Erogazione aria:** 10 lt/min. **Pressione:** 2.5 bar **Potenza assorbita:** 140 VA **Materiale scocca:** ABS antiurto **Volume ampolla:** 8 ml **Dimensioni:** 290x182x107 mm **Peso:** 1,75 kg

Noisy: 57 dB (a 1 m) **Battery:** 230V 50Hz **Motor:** compact piston electro compressor silent **Air supply:** 10 lt/min **Pressure:** 2.5 bar **Absorbed power:** 140 VA **Body material:** shock resistant **Container volume:** 8 ml **Size:** 290x182x107 mm **Weight:** 1,75 kg



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

U.M.
U.M.

IMBALLO
PACKAGE

CODICE
CODE

NEOSOL SUPER

nr.

6#

2200381250M

