

TAMPONI DI GARZA SCOLLATORI CON E SENZA FILO DI BARIO STERILI E STERILIZZABILI IN BLISTER DOPPIO - PREPARATION BALLS WITH AND WITHOUT X-RAY THREAD STERILE AND STERILIZABLE IN DOUBLE ENVELOPE

Dispositivi Medici di Classe IIa sterile - Marchio CE 0373
 Tamponi di garza idrofila, titolo 12/12, filato 32/40, F.U. vigente, monouso, sterili. Confezione: doppio blister di carta per uso medicale e film plastico da 5-10 tamponi, racchiusi in box di cartoncino litografato. Imballo: scatole di cartone.

Medical Device Class IIa sterile- CE marking 0373. Hydrophilic gauze balls, mesh 12/12, 32s/40s, single use, sterile, Official Pharmacopoeia. Packing: double envelope of paper-film with 5-10 balls. Package: box in carton.



DIAMETRO DIAMETER	U.M. U.M.	TAMP./BLISTER BALL/ENVELOPE	BLS/BOX ENV/BOX	BOX/IMB. BOX/CART.	CODICE CODE
----------------------	--------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------

SENZA ELASTICO CON FILO DI BARIO TESSUTO WOVEN X-RAY THREAD WITHOUT ELASTIC RING

6 mm	blister	5	100	4 boxes	1570040006
6 mm	blister	10	90	4 boxes	1570120006
8 mm	blister	5	100	4 boxes	1570330008
8 mm	blister	10	80	4 boxes	1570060008
10 mm	blister	5	100	4 boxes	1570300010
10 mm	blister	10	100	4 boxes	1570130010
12 mm	blister	5	50	4 boxes	1570220012
12 mm	blister	10	50	4 boxes	1570150012
16 mm	blister	5	50	4 boxes	1570050016
16 mm	blister	10	50	4 boxes	1570160016
25 mm	blister	5	80	4 boxes	1570340025
25 mm	blister	10	30	4 boxes	1570170025